

# Caneleiras de compressão UP'

0341



A usar durante a prática desportiva para:

- estimular o retorno venoso durante o esforço.
- melhorar a oxigenação dos músculos.
- ajudar a reduzir as câibras.

→ Compressão regressiva.

→ Efeito bacteriostático: a pele é protegida contra o desenvolvimento de bactérias e odores.

→ Pré-moldagem anatómica da barriga da perna: enfiamento fácil e mais conforto.

**Existem em 6 cores**



**Tamanho para homem e senhora**

	S	M	L	XL
	19 - 21	21 - 24	24 - 26	26 - 29

 Thuasne, 120 rue Marius AUFAN, Levallois Perret - France